

# Sentramed®

## Intravenous Catheter

AKD 20902220902

TKDN: 47.23%

### SPEKIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Cover	Pelindung kateter	PP
Tube Cannula	Mengalirkan cairan ke dalam pembuluh darah	TPU
Body Cannula	Menghubungkan dengan perangkat dan jarum untuk proses insersi	MABS
Needle	Insersi kanula ke dalam pembuluh darah	Stainless Steel
Body Needle	Ruang untuk darah masuk saat kanula menembus saluran intravena	MABS
Plug	Dilengkapi filter dan memungkinkan udara keluar saat darah memasuki ruang	MABS & Acrylic Copolymer Paper

STERILE EO



UKURAN	PCS/BOX	BOX/CTN	KODE
18G	50	20	SENTRAMED-037
20G	50	20	SENTRAMED-038
22G	50	20	SENTRAMED-039
24G	50	20	SENTRAMED-040



**ALEXA**  
Adaptasi untuk Melayani

## INTRAVENOUS THERAPY