



# AIRWAY MANAGEMENT

**Beragam produk penunjang tindakan  
intubasi dan manajemen jalan napas**


<b>Hospitech® Guedel Airway .....</b>	<b>01</b>
<b>HuanKang® Endotracheal Tube (Uncuffed) .....</b>	<b>02</b>
<b>HuanKang® Endotracheal Tube (Cuffed) .....</b>	<b>03</b>
<b>Hospitech® Suction Catheter .....</b>	<b>04</b>
<b>Hospitech® Mucus Extractor .....</b>	<b>05</b>
<b>Hospitech® Suction Yankauer Tip .....</b>	<b>06</b>
<b>Hospitech® Surgical Connecting Tube .....</b>	<b>07</b>
<b>UNICORN Suction Connecting Tube (Standard) .....</b>	<b>08</b>
<b>UNICORN Suction Connecting Tube with Yankauer .....</b>	<b>09</b>
<b>Osmocel® Hydroporous Foam .....</b>	<b>10</b>
<b>Osmocel Si® Silicone Hydroporous Foam .....</b>	<b>11</b>



# HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

## Guedel Airway




**AKL-10403700851**

## SPESIFIKASI

- Diproduksi dari polimer *ethyl vinyl acetate* (EVA) sehingga permukaan akhir ekstra lembut.
- Dibuat untuk mempertahankan jalan nafas orofaring yang tidak terhalang saat atau setelah anestesi dan pada pasien yang tidak sadar karena alasan lain.
- Blok gigitan keras menghindari oklusi jalan nafas dan menggigit lidah
- Jalur jalan napas stepless untuk memudahkan pembersihan

UKURAN	PCS/BOX	BOX/CTN	KESTERILAN	PREORDER
50 MM	50	5	Sterile (EO)	HOS-103
60 MM	50	5	Sterile (EO)	HOS-101
70 MM	50	5	Sterile (EO)	HOS-094
80 MM	50	5	Sterile (EO)	HOS-075
90 MM	50	5	Sterile (EO)	HOS-076
100 MM	50	5	Sterile (EO)	HOS-077
110 MM	50	5	Sterile (EO)	HOS-078

# Endotracheal Tube (Uncuffed)




**AKL 20403220400**

## SPESIFIKASI

- Berbahan PVC thermoplastik untuk elastisitas yang baik
- Garis X-ray di sepanjang selang
- Dilengkapi Murphy eye pada bagian samping
- Graduated
- Penanda kedalaman untuk memantau posisi selang
- Konektor untuk memudahkan kontrol visual
- Sekali pakai, dikemas individual dengan kertas PE blister.
- Dilengkapi stylet untuk memudahkan penempatan

UKURAN	PCS/BOX	BOX/CTN	KESTERILAN	PREORDER
2.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-019
3.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-020
3.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-021
4.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-022
4.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-023
5.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-024

# Endotracheal Tube (Cuffed)



## SPEKIFIKASI

- Berbahan PVC thermoplastik untuk elastisitas yang baik
- Garis X-ray di sepanjang selang
- Dilengkapi Murphy eye pada bagian samping
- Graduated, low pressure cuff
- Penanda kedalaman untuk memantau posisi selang
- Konektor untuk memudahkan kontrol visual
- Sekali pakai, dikemas individual dengan kertas PE blister.
- Dilengkapi dengan stylet untuk memudahkan penempatan

UKURAN	PCS/BOX	BOX/CTN	KESTERILAN	PREORDER
3.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-002
3.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-003
4.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-004
4.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-005
5.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-006
5.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-007
6.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-008
6.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-009
7.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-010
7.5 MM	10	10	Steril	HUANKANG-011
8.0 MM	10	10	Steril	HUANKANG-012



# HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

## Flash Flow Suction Catheter



Kontrol ibu jari



**AKL 20903807431**

## SPESIFIKASI

- Digunakan untuk mengisap cairan/sekresi pada trakea dan bronkial.
- Ujung bulat yang lembut mengurangi trauma selama intubasi.
- Dilengkapi 2 mata samping
- Bagian ujung berwarna meruncing dan pegangan jari terhubung dengan aman.
- Berbahan PVC buram, tahan kusut, dan lembut.
- Panjang 460mm.

UKURAN	WARNA	PCS/BOX	BOX/CTN	KESTERILAN	PREORDER
6 Fr	Green	100	6	Sterile	HOS-031
8 Fr	Blue	100	6	Sterile	HOS-032
10 Fr	Black	100	6	Sterile	HOS-033
12 Fr	White	100	6	Sterile	HOS-034
14 Fr	Green	100	6	Sterile	HOS-035
16 Fr	Brown	100	6	Sterile	HOS-036



# HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

## Mucus Extractor




**AKL 20903110984**

## SPEKIFIKASI

- Tutup atas sekrup terpisah untuk penyegelan dan penanganan aspirasi yang aman.
- Wadah spesimen bening dan kuat.
- Tutup sumbat cadangan disediakan untuk mengamankan spesimen saat dibawa ke laboratorium.
- Finger-tip vacuum control untuk mencegah trauma lendir pada bayi.
- Kapasitas: 25 mL.
- Disterilisasi dengan gas ETO.

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
CH-10 (Funnel End)	200	Sterile	HOS-053
CH-10 (Fingertip Control)	200	Sterile	HOS-054



**AKL 20903110983**



**HOSPITECH™**

HEALTHCARE FOR HUMANITY

# Suction Yankauer Tip



Plain Head with Vent

## SPESIFIKASI

- Konektor transparan dan universal untuk menyambungkan suction tip dengan konektor alat penghisap di ujung yang lain.
- Digunakan untuk pengisapan sekresi orofaring untuk mencegah aspirasi, untuk membersihkan tempat operasi selama prosedur pembedahan dan volume pengisapan darah selama pembedahan.
- Dapat digunakan untuk drainase normal atau disambungkan dengan pipa penghisap sentral.


PCS/BOX	KESTERILAN	PREORDER
50	Sterile	HOS-086



# HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

## Surgical Connecting Tube



**AKL 20902807440**

### SPESIFIKASI


- Bahan PVC medical grade non toxic
- Permukaan non kinking tidak bengkok / halus
- Penjepit ranjang dengan karet gelang
- Konektor lurus atau fleksibel di dua ujungnya.
- Tersedia konektor lurus yang jelas.
- Dikemas secara individual.
- Dimensi: ID 6.0 MM X OD 10 MM

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
2 m	50	Sterile	HOS-060
3 m	50	Sterile	HOS-061





# Suction Connecting Tube Standard



**UNICORN**  
Suction Connecting Tube Standard

**STERILE EO**

1,8 meter    2 meter    3 meter    3,6 meter

**Perhatian :**  
 1. Produk ini hanya untuk penggunaan sekali pakai, penggunaan kembali produk ini dapat mengakibatkan infeksi silang  
 2. Jangan digunakan jika kemasan terbuka atau rusak.  
 3. Simpan di tempat yang sejuk dan kering.

**Cara Penggunaan :**  
 1. Disinformasikan kepada pasien bahwa tindakan akan segera dimulai.  
 2. Siapkan mesin Suction dan peralatannya.  
 3. Cuci tangan terlebih dahulu.  
 4. Buka kemasan produk.  
 5. Sambungkan satu bagian ke mesin Suction dan bagian lainnya ke Yankasser.

LOT NO : 101220  
 MFG : MAR 2018  
 EXP : MAR 2019

**KEMENKES RI AKD 20903129108**

Diproduksi Oleh :  
 PT. Ocean Medika Indonesia  
 Tangerang - Banten  
 Indonesia

Didistribusikan Oleh :  
 PT. Alexa Medika  
 Medan - Sumatera Utara  
 Indonesia

**AKD 20903129613**


## SPESIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Selang	Saluran yang mengalirkan cairan yang diisap	PVC
Konektor	Penghubung mesin pengisap dengan selang	PVC

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
2 m	50	Sterile	UNICORN-046
3 m	50	Sterile	UNICORN-047



# Suction Connecting Tube with Yankauer



**AKD 20903129613**

## SPESIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Selang	Saluran yang mengalirkan cairan yang diisap	PVC
Konektor	Penghubung mesin pengisap dengan selang	PVC
Yankauer	Penghubung dengan konektor untuk jalan masuk cairan	PP

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
3 m	50	Sterile	UNICORN-048

# osmocel®

Hydroporous Foam Non-Adhesive



**AKL 11603025746**

Balutan luka berbahan busa polyurethane yang bersifat insulator panas dan menjaga kelembapan sehingga mendorong pemulihan luka yang optimal

## INDIKASI

- Fiksasi situs trakeostomi

## KONTRAINDIKASI

- Luka dengan eksudat tinggi
- Luka dengan pendarahan aktif
- Penggunaan bersamaan dengan produk berbahan madu, klorin, dan peroksida

## 1 Ukuran pori-pori

Pori-pori halus dari lapisan busa polyurethane mempertahankan kelembapan, sedangkan pori-pori besar menyerap eksudat berlebih

## 2 Insulator Panas

Insulasi yang dihasilkan Osmocel® Hydroporous Foam memberikan temperatur ideal untuk pertumbuhan dan migrasi sel baru.

## 3 Bahan Ringan

Bahan dari Osmocel® Hydroporous Foam yang ringan mengurangi terjadinya lekukan saat digunakan dengan terapi kompresi.


**3-5 HARI**

**1**

**2**



JENIS	UKURAN	PCS/BOX	BOX/CTN	KESTERILAN	PREORDER
Non-Adhesive	5 x 5 cm	10	10	Steril	AWF050
Non-Adhesive	10 x 10 cm	10	10	Steril	AWF052
Non-Adhesive	10 x 20 cm	5	10	Steril	AWF053
Non-Adhesive	15 x 15 cm	5	10	Steril	AWF054



Balutan luka berbahan busa polyurethane dan silikon berpori yang lembut di kulit dengan konstruksi berlapis untuk menghasilkan daya serap eksudat yang optimal

## INDIKASI

- Fiksasi situs trakeostomi

## KONTRAINDIKASI

- Luka dengan eksudat tinggi
- Luka dengan pendarahan aktif
- Penggunaan bersamaan dengan produk berbahan madu, klorin, dan peroksida

## Kelembapan Terjaga

- 1 Penyerapan eksudat melalui pori-pori halus pada lapisan busa polyurethane menjaga kelembapan luka.

## Lapisan Superabsorbent\*

- 2 Lapisan superabsorbent memastikan penyerapan eksudat berlebih sehingga mengurangi frekuensi penggantian.

## Lapisan Silikon Berpori

- 3 Menempel dengan lembut pada kulit dan tidak traumatik saat penggantian balutan. Cocok untuk kulit yang rapuh atau sensitif.

**3-5 HARI**

**1**



JENIS	UKURAN	PCS/BOX	BOX/CTN	KESTERILAN	PREORDER
Non-Bordered	5 x 5 cm	10	10	Steril	AWS050
Non-Bordered	7.5 x 7.5 cm	10	10	Steril	AWS051
Non-Bordered	10 x 10 cm	10	10	Steril	AWS052
Petal Bordered	7.5 x 7.5 cm	10	10	Steril	AWS100
Petal Bordered	10 x 10 cm	10	10	Steril	AWS101
Petal Bordered	15 x 15 cm	5	10	Steril	AWS102

\*Untuk jenis Bordered, Petal Bordered, dan Sacral Bordered

# ALEXA

## Adaptasi untuk Melayani

### Medan

Telp. (061)4525-288

### Bali

Telp. (0361)257-637

### Kediri

Telp. (0354)6027-789

### Pekanbaru

Telp. 0851-0030-3775

### Makassar

Telp. (0411)4742-003

### Banjarmasin

Telp. 0813-4947-9789

### Mataram

Telp. (0370)6162-560

### Palembang


Telp. (0711)5617-675

### Banda Aceh

Telp. (0651)6302-247

### Balikpapan

Telp. (0542)8514-690



*e*catalogue  
e-katalog.lkpp.go.id

 **Alexa Medika**

 **pt.alexamedika**

Untuk info lebih lanjut, kunjungi  
situs [www.alexamedika.com](http://www.alexamedika.com)

